

HI-FLO



HI-FLO è un nebulizzatore riutilizzabile ad alta efficienza, compatibile con la maggior parte dei compressori disponibili sul mercato e con i sistemi centralizzati ospedalieri ad aria compressa ed efficace con qualsiasi tipo di farmaco. HI-FLO è veloce grazie al "secondo effetto Venturi" che per mezzo dell'apertura laterale convoglia dall'esterno aria aggiuntiva all'interno del nebulizzatore, aumentando così l'attività di nebulizzazione e il conseguente flusso verso il paziente. Il volume residuo è ridotto al minimo grazie al particolare materiale impiegato nelle pareti interne del nebulizzatore che lascia scivolare le particelle verso il basso per essere ri-nebulizzate. HI-FLO è sterilizzabile per bollitura.

Analisi Granulometrica HI-FLO in accordo a EN 13544-1

Operating Flow (l/min)	Fill Volume (ml)	MMAD(μ m) Mass Median Aerodynamic Diameter	GSD Geometric Standard Deviation
4.0	2.5ml 2,5% NaF	4.25	2.67
5.0	2.5ml 2,5% NaF	2.44	2.87
5.2	2.5ml 2,5% NaF	3.25	3.45

Analisi del Nebulizzato HI-FLO in accordo a EN 13544-1

Operating Flow (l/min)	Fill Volume (ml)	Output (μ l)	Output Rate (μ l/min)
4.0	2.5ml 2,5% NaF	313	128
5.0	2.5ml 2,5% NaF	304.7	56.7
5.2	2.5ml 2,5% NaF	257	51.0

PHARMACODE

4046648 _____ HI-FLO SET in Scatola:
Nebulizzatore HI-FLO, Maschera adulti e Maschera pediatrica, Boccheruola, Forcella nasale, Tubo aria

EAN CODE

